

WEIL DER MENSCH ZÄHLT.

HOLTER-REKORDER EP830 / EP830-12

DIGITALER REKORDER MIT SCHRITTMACHERERKENNUNG

- Hohe Patientenakzeptanz
- 3 oder 12 Registrierkanäle
- Aufzeichnungsdauer von mehr als 14 Tagen
- Kontrolle des 3-Kanal-Echtzeit-EKGs über OLED-Farbdisplay
- Gehäuse bietet Schutz gegen Spritzwasser und Staub



KOMPLEXE DATEN EINFACH MANAGEN

AMEDTEC ECG_{pro}®

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Größe	80 x 59 x 18 mm (L x B x H)
	Gewicht	63 g
	Betriebsposition	beliebige Richtung
Elektrische Daten	Patientenkabel	4-, 5-, oder 10-adrig
	Batterietyp	1 AA Batterie: Alkaline, Lithium oder NiMH
	Anwendungsteil	Typ CF
Funktion	Anzahl Kanäle	3 oder 12
	Sensitivität	2,5 µV / LSB
	AD-Auflösung	24 Bit
	Aufzeichnung	vollständig, kontinuierlich
	Datenübertragung	USB 2.0 oder Kartenleser
	Abtastrate	250/s, 500/s oder 1000/s
	Frequenzbereich	0,05 bis 240 Hz
	Anzeige	OLED-Farbdisplay
	Schrittmacherdetektion	permanent
	Schutz gegen Wasser	Klasse IPX6
Aufzeichnungsdauer	3-Kanal-Aufzeichnung: > 14 Tage 12-Kanal-Aufzeichnung: 2 Tage	


ZUBEHÖR



Holter-EKG-Elektroden



Einmal-Hygiene-Tasche




Einmal-Hygiene-Band



Patientenkabel

AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH
Schneeberger Straße 5 · 08280 Aue
Tel.: +49 (0)3771 59 82 70
Fax: +49 (0)3771 59 82 790
info@amedtec.de · www.amedtec.de



CE Zertifikat:
0494 DIN EN ISO 13485

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
M0703 019-1941-2_01